

Laboratorium Medische Immunologie (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Assay performance data:

Pneumococceenpolysachariden As titer bepaling in serum of plasma

Traceerbaarheid:

- N.v.t. Er wordt niet gekalibreerd naar een gecertificeerd referentiemateriaal.

Referentie-interval: Beschikbaar via contactpersonen van deze bepaling

- Bron ref-interval: door laboratorium zelf vastgesteld in jong volwassen gezonde controles
 - Geslachtsafhankelijkheid: Nee
 - Leeftijdsafhankelijk: Ja want ze zijn afhankelijk van vaccinatie geschiedenis

Stabiliteit monster bij

KT: minimaal 3 dagen

4°C: minimaal 7 dagen

-20°C: minimaal 1 jaar

Imprecisie

- CV tot ca. 15%

Meetbereik:

- Bij een uitslag boven het meetbereik wordt de test herhaald op een extra verdund monster waardoor er uiteindelijk altijd een kwantitatieve uitslag volgt.

Deelname aan extern QC-programma? Ja, UK-NEQAS Specific Microbial Antibodies